

BL-15A2 BPM の起動及び調整方法 スタッフ向け  
(通常は項目3だけで OK。1,2 は立ち上げの時だけ)

## 1. 機器の確認

< 信号切替 Box とピエゾの電源 >


- ビームライン上流の制御 PC ラックの左側、以下の写真のように 19 インチラックの枠内にある。



- 信号切替 Box(上の段右側)の左の LED(A2)が点灯していることを確認する。右の LED(A1)が点灯していたら、トグルスイッチで切り替えること。



- ピエゾの電源(下の段)が入っていることを確認する。電源が入っていなければ左下のスイッチを入れる。ボリュームを回して、枠内の LED を中心に持ってくる(OFFSET2.5)。




<シーケンサ(PLC)と電流アンプ>

- BL-15A2 ハッチ内上流部のスリット架台に取り付けられている PLC の電源が入っていることを、LED が点灯していることで確認する。




- スリット架台に設置されている FEMTO アンプ2式の電源が入っていることを、スリット架台の間の床下においてある電源アダプタ(枠内)の LED が点灯していることで確認する。



<バイアス電源と駆動用ドライバ>

- BL-15A2 ハッチ内上流部の中量棚の下の2段に設置してあるバイアス電源、駆動用ドライバの電源が入っていることを確認。バイアス電源は、OUTPUT の LED が点灯していることを確認！



バイアス電源

駆動用ドライバ

## 2.BPM 位置の粗調整

- Ctrl PC のデスクトップから Shortcuts ショートカットをクリック。
- pm16c1A2cntlpln をクリック。以下のコントロールパネルが起動する。


Enable	Name	Status	Present	Absolute	Relative	Remote	Rem/Loc
<input checked="" type="checkbox"/>	0: ch0	Stop	86 =>	86	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	1: ch1	Stop	0 =>	0	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	2: LASER	Stop	-3000 =>	-3000	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	3: ch3	Stop	0 =>	0	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	4: ch4	Stop	0 =>	0	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	5: <b>BPMY</b>	Stop	-200 =>	-200	Go	CCW(-) 100 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	6: <b>BPMZ</b>	Stop	45169 =>	45000	Go	CCW(-) 10 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	7: ch7	Stop	0 =>	0	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	8: S5H16	Stop	7574 =>	7574	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	9: S5H14	Stop	-7527 =>	-7527	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	10: S5U	Stop	6512 =>	6512	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	11: S5L	Stop	-8204 =>	-8204	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	12: chC	Stop	0 =>	0	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	13: chD	Stop	0 =>	0	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	14: chE	Stop	0 =>	0	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop
<input checked="" type="checkbox"/>	15: chF	Stop	0 =>	0	Go	CCW(-) 0 CW(+)	Stop

- BPMZ の Abs に 45000 を入れて Go を押してほしいの位置まで BPM を駆動させる。
- GI-PD もしくは uIC で透過出力を確認し、BPM の窓枠にビームが入っていることを確認する。
- ログーCH7 (PLCOUT) の電圧値が 0 近辺になるように、Rel に適切な数値を入れて、CW 又は CCW を押して調整する(最後は 5pls ぐらいで調整、マイナス方向がバックラッシュ無し)。
- 後は BPM アライメントをやって実際のビーム位置に BPM を合わせれば良い。

(BPMY はほぼゼロで大丈夫だが、BPM 窓枠にビームが触れているか確認するために、200pls ぐらい動かして透過出力に影響が無いか調べると良い。もし位置調整をしたい場合には、2000pls 超ぐらい動かして、透過出力が切れるところを確認して中心決めすると良い)

**補足)もし PLC に出力がちゃんと入っているか確認したい場合**



•KV STUDIO Ver.7 を制御 PC のデスクトップにあるショートカットから起動する。ファイルから CYUSER¥...¥b115a2\_RIGI.kpr を選択する。モニタ/シミュレータ→モニターモードを選択すると実際の値が入ってくる。TM13(chA0 特殊データ)、TM17(chB0 特殊データ)で実際の上刃、下刃の出力値を確認できる。確認終了後は Quit で KV STUDIO を落としておくこと！



### 3. BPM の通常調整 (立ち上げ時以外はここから)



#### • $\Delta \theta$ スキャン

利用するエネルギーに駆動した後、Unlock のチェックボックスにレ点を入れて、Beam Feedback を OFF にする。Run only dTheta scan を選択して、Start を押す。スキャンが完了したら、下の図のような波形が出れば OK。





•BPM の位置調整

BPM Alignment の Start を押す。下の図のように、CH7 のグラフが直線になるよう、Setting of Beam Position Monitor で BPM アライメントの調整幅を変更する(変更方法は後ろの補足2を参照のこと)。CH7 が±0.2 以下であることを確認する。±0.2 から外れているときは、再度 BPM Alignment の Start を押す。





•フィードバックを開始

Beam Feedback を ON。正常に BPM が動作していれば、CH7 の電圧値は 0V 付近にオフセットされる。OK なら Unlock のチェックボックスを選択する(下図)。以上で完了。



## 補足1) BPM が正常に動作しているか、波長変更を行って確認する方法


例えば以下のように波長を  $1\text{ \AA}$  に変更してみると、BPM が正常に動作していれば、下図のように CH7 の電圧値が 0 になるように追従する。





## 補足2) BPM アライメントの調整幅の変更方法

- Setting から BPM Scan Setting を選択する。



- Setting of Beam Position Monitor が起動する。BPMZ の中心付近の値 (CH7 の電圧値が 0 近辺になる時の BPMZ の値) に対して、Start pls に+200、pls に-200 の値を入れて Ok を押して設定する。あとは Alignment のグラフを見て直線になっているかで適切かどうか判断する。

